

Per il corretto utilizzo dei nostri prodotti si consiglia che il professionista si informi delle peculiarità del suo utilizzo. Implant Microdent System S.L. organizza, periodicamente, corsi di formazione, dove si informa delle peculiarità di ciascuno dei componenti dei prodotti, così come il suo uso corretto. Inoltre queste informazioni sono disponibili sulla pagina Web aziendale www.microdentssystem.com E nelle varie pubblicazioni.

INDICAZIONI

L'impianto Microdent System S.L.U ha sviluppato per l'ortodonzia Microdent versatile, diversi prodotti che permettono l'elaborazione del modello di laboratorio che permette l'elaborazione e l'adattamento di tale apparato ortodontico richiesto dal paziente.

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Di seguito è riportata una descrizione di questi prodotti, ma per una scelta adeguata è consigliabile consultare i cataloghi dei prodotti pubblicati.

Goniometro

Indicazione clinica: È indicato per le impronte dei microimpianti.

Materiale: Il cedente è in acciaio inox.

Modalità di utilizzo: L'avvitamento del cedente sul microimpianto è fatto manualmente, non sono necessari attrezzi.

Precauzioni: La filettatura interna del microimpianto deve essere pulita prima dell'inserimento del cedente. Prima di prendere l'impronta, assicurarsi che la faccia piana del cedente sia allineata con una faccia piana del microimpianto.

Repliche microimpianto

Indicazione clinica: È indicato per l'elaborazione dei modelli di lavoro in laboratorio.

Materiale: La replica del microimpianto è realizzata in acciaio inox.

Modalità di utilizzo: Avvitare la replica al cedente tenendo conto dell'allineamento trasferimento/replica e procedere allo sviluppo del modello di laboratorio.

Precauzioni: C'è un modello di replica per ogni famiglia di microimpianti, non essendo compatibile con un altro.

PRESENTAZIONE DEL PRODOTTO

Imballaggio

Implant Microdent System S.L.U. garantisce che tutti i suoi prodotti seguono un processo di fabbricazione, controllo e pulizia estreme prima di essere imballato.

I prodotti Microdent possono essere presentati in diverse modalità di confezionamento. Il prodotto è identificato con l'etichetta corrispondente.

Stato di somministro del prodotto






I prodotti non sanitari Microdent sono presentati nello stato **Non sterile**. Deve essere sterilizzato dal medico prima dell'uso.

Per procedere correttamente alla prima sterilizzazione del prodotto, devono essere seguite le seguenti misure:

- estrazione del prodotto dal contenitore in cui è fornito. Questo contenitore non consente la corretta sterilizzazione del prodotto contenuto.
- Collocare il prodotto in un contenitore o in un sacchetto idoneo alla sterilizzazione e garantire la non contaminazione fino all'uso definitivo.
- Si raccomanda il processo di sterilizzazione a vapore tramite autoclave. Devono essere considerate le caratteristiche delle apparecchiature possedute. I parametri consigliati secondo une-EN ISO 17665-1 e UNE-EN ISO 17665-2 sono:
- - Temperatura: 134 °C
- - Ciclo di sterilizzazione: 3'

SÌMBOLOS DI ETICHETTATURA

Sull'etichetta del prodotto compaiono le seguenti indicazioni:

	Numero di riferimento
	Fare riferimento alle istruzioni per l'uso.
	Numero di lotto.
	Attenzione, consultare le avvertenze.
	Produttore

AVVERTENZE E PRECAUZIONI

I prodotti Microdent fanno parte di un concetto globale, avendo adattato il loro design ai prodotti fabbricati da Implant Microdent System S.L., quindi, l'uso di prodotti diversi dal marchio può causare un comportamento non ottimale.

I prodotti devono essere utilizzati solo per la funzione per la quale sono stati specificati.

Avvertiamo il rischio di tossicità e allergenicità per quei pazienti sensibili ai materiali descritti nella sezione "Descrizione del prodotto".

Prima di procedere con l'intervento chirurgico è responsabilità dell'utente professionale controllare:

- lo stato del contenitore del Prodotto e se corrisponde al prodotto richiesto per il paziente.
- lo stato dei propri Prodotto per assicurarsi che sia il migliore.
-

Quando il prodotto è entrato in contatto con sostanze inquinanti, molto specialmente sangue e saliva, deve essere pulito e sterilizzato prima di essere utilizzato in un altro paziente.

Per la corretta pulizia dei prodotti devono essere seguite le seguenti istruzioni:

- Non utilizzare prodotti di pulizia o disinfezione a base di cloro o acido.
- Evitare qualsiasi prodotto contenente un'aldeide, data la capacità di questi di fissare le proteine.
- Smaltire accuratamente i residui rimanenti sulla superficie o all'interno del prodotto.
- Per questo lavoro utilizzare uno spazzolino di nylon. Nel caso di prodotti che hanno bordi taglienti, evitare urti e contatti con altri prodotti che possono danneggiare la superficie e/o tagliare i bordi di essi. Subito dopo aver provveduto al processo di pulizia, sciacquare con acqua distillata e asciugare accuratamente. Un'asciugatura impropria può causare l'apparizione di punti di ossidazione superficiali nei prodotti.
- I prodotti non sanitari sono soggetti ad usura a causa del loro uso, e l'utente è responsabile del rinnovo periodico di questi prodotti.
- Implant Microdent System S.L. raccomanda che si possieda prodotti sostitutivi.
- In generale, durante l'uso intraorale dei nostri prodotti, l'utente deve prendere le precauzioni necessarie per evitare sua aspirazione da parte del paziente.

RESPONSABILITÀ, SICUREZZA E GARANZIA

Se, a causa del trasporto, il contenitore e il prodotto contenuto fossero stati danneggiati, Implant Microdent System S.L.U. lo restituirà gratuitamente.

La prova della manipolazione del prodotto esenta dalla responsabilità di cui sopra.

La garanzia sarà applicata ai prodotti di Implant Microdent System S.L.U. purché siano stati utilizzati secondo le istruzioni per l'uso indicate.

Per procedere alla restituzione dei prodotti menzionati nelle presenti istruzioni per l'uso, devono essere seguite le norme stabilite nelle nostre condizioni di vendita e di fornitura.

Qualsiasi anomalia deve essere attentamente analizzata per verificarne l'efficacia e le possibili conseguenze negative, e per essere documentata.

Produttore: Implant Microdent System S.L.U.
Pol. Ind. Can Magre C/. Carles Buigas, 1
Sta. Eulalia de Ronçana (Barcelona)

