

La sua riproduzione totale o parziale, così come la sua distribuzione senza il previo consenso del Implant Microdent System, è vietata.

Per il corretto utilizzo dei nostri prodotti si consiglia che il professionista si informi delle peculiarità del suo utilizzo. Implant Microdent System S.L.U. organizza, periodicamente, corsi di formazione, dove si informa delle peculiarità di ciascuno dei componenti dei prodotti, così come il suo uso corretto. Inoltre queste informazioni sono disponibili sulla pagina Web aziendale www.microdentsystem.com E nelle varie pubblicazioni.

INDICAZIONI

Implant Microdent System S.L.U. commercializza i prodotti richiesti che permettono l'applicazione e l'utilizzo dei loro sistemi di impianti.

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Per una scelta adeguata dei nostri prodotti si consiglia di consultare i cataloghi dei prodotti editati. Il prodotto non sanitario immesso sul mercato da Implant Microdent System S.L. è realizzato in acciaio inox, grado 5 titanio secondo ISO 5832-3 e POM.

PRESENTAZIONE DEL PRODOTTO

Imballaggio

Implant Microdent System S.L.U. garantisce che tutti i suoi prodotti seguono un processo di fabbricazione, controllo e pulizia estreme prima di essere imballato.

I prodotti Microdent possono essere presentati in diverse modalità di confezionamento. Il prodotto è identificato con l'etichetta corrispondente.

Stato di somministro del prodotto






I prodotti non sanitari Microdent sono presentati nello stato **Non sterile**. Deve essere sterilizzato dal medico prima dell'uso, in caso di necessità.

Per procedere correttamente alla prima sterilizzazione del prodotto, devono essere seguite le seguenti misure:

- estrazione del prodotto dal contenitore in cui è fornito. Questo contenitore non consente la corretta sterilizzazione del prodotto contenuto.
- Collocare il prodotto in un contenitore o in un sacchetto idoneo alla sterilizzazione e garantire la non contaminazione fino all'uso definitivo.
- Si raccomanda il processo di sterilizzazione a vapore tramite autoclave. Devono essere considerate le caratteristiche delle apparecchiature possedute. I parametri consigliati secondo une-EN ISO 17665-1 e UNE-EN ISO 17665-2 sono:
- - Temperatura: 134 ° C
- - Ciclo di sterilizzazione: 3'

SIMBOLI DI ETICHETTATURA

Sull'etichetta del prodotto compaiono le seguenti indicazioni:

	Numero di riferimento
	Fare riferimento alle istruzioni per l'uso.
	Numero di lotto.
	Attenzione, consultare le avvertenze.
	Produttore

AVVERTENZE E PRECAUZIONI

I prodotti Microdent fanno parte di un concetto globale, avendo adattato il loro design ai prodotti fabbricati da Implant Microdent System S.L., quindi, l'uso di prodotti diversi dal marchio può causare un comportamento non ottimale.

I prodotti devono essere utilizzati solo per la funzione per la quale sono stati specificati.

Avvertiamo il rischio di tossicità e allergenicità per quei pazienti sensibili ai materiali descritti nella sezione "Descrizione del prodotto".

Prima di procedere con l'intervento chirurgico è responsabilità dell'utente professionale controllare:

- lo stato del contenitore del Prodotto e se corrisponde al prodotto richiesto per il paziente.
- lo stato dei propri Prodotto per assicurarsi che sia il migliore.

Quando il prodotto è entrato in contatto con sostanze inquinanti, molto specialmente sangue e saliva, deve essere pulito e sterilizzato prima di essere utilizzato in un altro paziente.

Per la corretta pulizia dei prodotti devono essere seguite le seguenti istruzioni:

- Non utilizzare prodotti di pulizia o disinfezione a base di cloro o acido.
- Evitare qualsiasi prodotto contenente un'aldeide, data la capacità di questi di fissare le proteine.
- Smaltire accuratamente i residui rimanenti sulla superficie o all'interno del prodotto.
- Per questo lavoro utilizzare uno spazzolino di nylon. Nel caso di prodotti che hanno bordi taglienti, evitare urti e contatti con altri prodotti che possono danneggiare la superficie e/o tagliare i bordi di essi. Subito dopo aver provveduto al processo di pulizia, sciacquare con acqua distillata e asciugare accuratamente. Un'asciugatura impropria può causare l'apparizione di punti di ossidazione superficiali nei prodotti.
- I prodotti non sanitari sono soggetti ad usura a causa del loro uso, e l'utente è responsabile del rinnovo periodico di questi prodotti.
- Implant Microdent System S.L. raccomanda che si possieda prodotti sostitutivi.
- In generale, durante l'uso intraorale dei nostri prodotti, l'utente deve prendere le precauzioni necessarie per evitare sua aspirazione da parte del paziente.

RESPONSABILITÀ, SICUREZZA E GARANZIA

Se, a causa del trasporto, il contenitore e il prodotto contenuto fossero stati danneggiati, Implant Microdent System S.L. lo restituirà gratuitamente.

La prova della manipolazione del prodotto esenta dalla responsabilità di cui sopra.

La garanzia sarà applicata al prodotti di Implant Microdent System S.L. purché siano stati utilizzati secondo le istruzioni per l'uso indicate.

Per procedere alla restituzione dei prodotti menzionati nelle presenti istruzioni per l'uso, devono essere seguite le norme stabilite nelle nostre condizioni di vendita e di fornitura.

Qualsiasi anomalia deve essere attentamente analizzata per verificarne l'efficacia e le possibili conseguenze negative, e per essere documentata.

Produttore: Implant Microdent System S.L.
 Pol. Ind. Can Magre C/. Carles Buigas, 1
 Sta. Eulalia de Ronçana (Barcelona)

