
MICRODENT CAD-CAM

GUÍA DE PRODUCTOS

www.microdentsystem.com

Índice

03

Microdent Cad-Cam

- 03 Introducción
- 04 Ti base - Domo de 4 y 6 mm
- 04 Scanbodies
- 05 Mini capitel recto y angulado
- 05 Tornillos

08

Referencias

- 08 Tornillos de retención unitaria y Domo
- 09 Tornillos de Retención Múltiple (CAD CAM)

12

Microdent Universal

- 12 STL Domo (interfase)
- 13 STL Capitel Mini (multi-unit)

16

Microdent Ektos

- 16 STL Domo (interfase)
- 17 STL Capitel Mini (multi-unit)

06

Biblioteca Implantológica

- 06 Microdent System
- 06 Microdent Universal
- 06 Microdent Genius
- 07 Microdent Ektos
- 07 Microdent MK
- 07 Microdent Mini Capitel

10

Microdent System

- 10 STL Domo (interfase)
- 11 STL Capitel Mini (multi-unit)

14

Microdent Genius

- 14 STL Domo (interfase)
- 15 STL Capitel Mini (multi-unit)



MICRODENT CAD-CAM

INTRODUCCIÓN

Presentamos el sistema CAD-CAM de MICRODENT. En el presente catálogo encontraréis todas las referencias correspondientes a nuestros aditamentos protésicos e implantológicos incluidos en nuestras bibliotecas implantológicas STL: Conexión directa, Ti base Domo o Mini Capitel.


MICRODENT, al no tener que rentabilizar ningún centro de fresado, ha optado por generar unos archivos STL 100% abiertos y gratuitos, que sólo están vinculados con nuestros scanbodies.

En Microdent, estamos convencidos de que la mayor prestación que puede aportar una prótesis a la durabilidad de los implantes en boca es su pasividad. Por ello, apostamos por prótesis cemento-atornilladas; cementadas sobre nuestros aditamentos originales y atornilladas con la máxima pasividad. Con esta técnica, además, nos aseguramos de trabajar siempre con el mismo material, el titanio, tanto en el implante como la conexión al implante así como el tornillo que sujeta el conjunto.

Con esta filosofía, controlamos el asentamiento de los tornillos (planos-rectos o de 30 grados) ya que todo el conjunto (implante/ réplica/tornillo) está fabricado por Microdent Implant System.

En otro tipo de prótesis, como las fresadas, se hace muy difícil conocer el tipo de asentamiento que hay en el fondo de las chimeneas.






TI BASE - DOMO DE 4 Y 6 mm

Los Domos estan arenados para tener una mejor unión / retención

Mediante los **Domos** podemos realizar la prótesis ideal, combinando las ventajas de una prótesis atornillada, con las de una cementada.

Las prótesis cemento - atornilladas, nos garantizan una pasividad total y un ajuste exacto respecto al implante. En Microdent hemos desarrollado estos aditamentos de conexión rotatoria, anti-rotatoria y diversas alturas gingivales para asegurar el mejor resultado.




SCANBODIES


Los scanbodies Microdent están vinculados a los STL de nuestra biblioteca implantológica para asegurar la posición exacta de la conexión implantológica dentro del software de diseño.

Nuestros scanbodies siempre vienen con el tornillo de fijación a la réplica y están chorreadados para facilitar el escaneado de los mismos.





MINI CAPITEL RECTO Y ANGULADO CON SUS RESPECTIVOS DOMOS



Aditamento implantológico idóneo para prótesis múltiples atornilladas.

Mini Capitel está diseñado para poder salvar divergencias de hasta 100° entre posibles disparelismos implantológicos utilizando las bases anguladas de 17° o 30°. Estos aditamentos vienen con diversas alturas gingivales para conseguir el mejor resultado estético.

TORNILLOS

Es sin duda uno de los elementos más importantes en la sujeción mecánica de la prótesis al implante. En Microdent, le hemos dado la máxima importancia y consideramos clave utilizar tornillos con el correspondiente asentamiento, ya sea recto o de 30 grados.

Todos los aditamentos protésicos Microdent para CAD-CAM se sirven con el correspondiente tornillo. Todos los tornillos están fabricados en titanio de grado 5.




BIBLIOTECA IMPLANTOLÓGICA

MICRODENT SYSTEM

- Microdent System 35 UNITARIA
- Microdent System 35 MÚLTIPLE
- Microdent System 35 DOMO C
- Microdent System 35 DOMO L

- Microdent System 42 UNITARIA
- Microdent System 42 MÚLTIPLE
- Microdent System 42 DOMO C
- Microdent System 42 DOMO L

- Microdent System 51 UNITARIA
- Microdent System 51 MÚLTIPLE
- Microdent System 51 DOMO C
- Microdent System 51 DOMO L




MICRODENT UNIVERSAL

- Microdent Universal 35 UNITARIA
- Microdent Universal 35 MÚLTIPLE
- Microdent Universal 35 DOMO C
- Microdent Universal 35 DOMO L

- Microdent Universal 41 UNITARIA
- Microdent Universal 41 MÚLTIPLE
- Microdent Universal 41 DOMO C
- Microdent Universal 41 DOMO L


- Microdent Universal 51 UNITARIA
- Microdent Universal 51 MÚLTIPLE
- Microdent Universal 51 DOMO C
- Microdent Universal 51 DOMO L



MICRODENT GENIUS

- Genius 3 UNITARIO
- Genius 3 MÚLTIPLE + 2 IMPLANTES
- Genius 3 DOMO C 1 mm
- Genius S 3 DOMO L 1 mm
- Genius 3 DOMO C 2.5 mm
- GENIUS 3 DOMO L 2.5 mm

- Genius UNITARIO
- Genius MÚLTIPLE + 2 IMPLANTES
- Genius DOMO C 1 mm
- Genius DOMO L 1 mm
- Genius DOMO C 2.5 mm
- Genius DOMO L 2.5 mm




MICRODENT EKTOS

- Microdent Ektos 35 UNITARIA
- Microdent Ektos 35 MÚLTIPLE
- Microdent Ektos 35 DOMO C
- Microdent Ektos 35 DOMO L


- Microdent Ektos 45 UNITARIA
- Microdent Ektos 45 MÚLTIPLE
- Microdent Ektos 45 DOMO C
- Microdent Ektos 45 DOMO L

- Microdent Ektos 57 UNITARIA
- Microdent Ektos 57 MÚLTIPLE
- Microdent Ektos 57 DOMO C
- Microdent Ektos 57 DOMO L



MICRODENT MK

- Microdent MK 56 UNITARIA
- Microdent MK 56 MÚLTIPLE
- Microdent MK 56 DOMO C
- Microdent MK 56 DOMO L



MICRODENT MINI CAPITEL

- Microdent Mini Capitel 4 DOMO
- Microdent Mini Capitel 4 MÚLTIPLE
- Microdent Mini Capitel 5 DOMO
- Microdent Mini Capitel 5 MÚLTIPLE

TORNILLOS DE RETENCIÓN

UNITARIA Y DOMO

SISTEMA	PLATAFORMA		TORNILLOS				
			UNITARIA Y DOMO	MÉTRICA	MEDIDAS (mm)	DEST	TORQUE (Ncm)
SYSTEM		35	MST2215H	M1,80	Ø2,2 x 1,50	1,20	30
		42	2415H	M2,00	Ø2,4 x 1,80	1,20	
		51					
		56	2825H	M2,50	Ø2,9 x 1,70	1,75	
UNIVERSAL		41	2415H	M2,00	Ø2,4 x 1,80	1,20	30
		51					
GENIUS		STANDARD	GNTRHC	M1,80	Ø2,2 x 1,80	1,20	30
		30	GN3TRHC	M1,80	Ø2,2 x 2,05		
EKTOS		35	EKTRHC	M1,80	Ø2,2 x 1,80	1,20	30
		45					
		57					
MK		56	2825H	M2,50	Ø2,9 x 1,70	1,75	30
MINI CAPITEL	ESTRECHO		UTSNTR	M1,40	Ø2,2 x 1,50	1,20	10 a 15
	ANCHO		UTSNTR51	M1,80	Ø2,5 x 1,60		


TORNILLOS DE RETENCIÓN

MÚLTIPLE (ASENTAMIENTO PLANO)

SISTEMA	PLATAFORMA		TORNILLOS				
			MULTIPLE	MÉTRICA	MEDIDAS (mm)	DEST	TORQUE (Ncm)
SYSTEM		35	MST2215HCAM	M1,80	Ø2,2 x 1,50	1,20	30
		42	2415HCAM	M2,00	Ø2,4 x 1,50	1,20	
		51					
		56	2825HCAM	M2,50	Ø2,9 x 1,70	1,20	
UNIVERSAL		41	2415HCAM	M2,00	Ø2,4 x 1.50	1,20	30
		51					
GENIUS		STANDARD	EKGNTRHCCAM	M1,80	Ø2,2 x 1,80	1,20	30
		30	GN3TRHC	M1,80	Ø2,2 x 2,05		
EKTOS		35	EKGNTRHCCAM	M1,80	Ø2,2 x 1,80	1,20	30
		45					
		57					
MK		56	2825HCAM	M2,50	Ø2,9 x 1,70	1,20	30
MINI CAPITEL	ESTRECHO		UTSNTRCAM	M1,40	Ø2,2 x 1,50	1,20	10 a 15
	ANCHO		UTSNTR51CAM	M1,80	Ø2,2 x 1,50		


Microdent System STL Domo (interfase)

Conexión externa




Microdent System STL Capitel Mini (multi-unit)

Conexión externa




Microdent Universal STL Domo (interfase)

Conexión externa




Microdent Universal STL Capitel Mini (multi-unit)

Conexión externa




Microdent Genius STL Domo (interfase)

Conexión interna cónica




Microdent Genius STL Capitel Mini (multi-unit)

Conexión interna cónica




Microdent Ektos STL Domo (interfase)

Conexión interna hexagonal



Microdent Ektos STL Capitel Mini (multi-unit)

Conexión interna hexagonal



ATENCIÓN AL CLIENTE

Teléfono: 93 844 76 50

Horario: Lunes a Jueves de 09h a 18h.

Viernes de 08h a 16h.

REALIZACIÓN DE PEDIDOS

Telf. 93 844 76 93.

E-mail implant@microdentsystem.com

www.microdentsystem.com.

Delegado comercial de su zona.

PLAZOS DE ENTREGA

Península Entrega antes de las 19h del día siguiente para pedidos realizados antes de las 14h (Península).

Entrega en 24-48h para pedidos realizados antes de las 14h (Islas Canarias).

Consultar opción entrega Interdías (disponible sólo para provincia de Barcelona).

EXPEDICIÓN DE PRODUCTOS

Siempre para pedidos realizados antes de las 14h.

Díganos el horario elegido al realizar su pedido:

Servicio 08.30h.

- Preferente: entrega de 08.30h a 10h.
- Express: entrega de 10h a 13h.
- Servicio 19h: entrega antes de las 19h. (Horario por defecto).
- Urgentes, los pedidos realizados fuera de horario (por la tarde) tienen un recargo de 10€.

*Disponible para toda la península. Consultar para Canarias.

DEVOLUCIONES

No se admitirán devoluciones transcurridos 30 días de la recepción del material.

Todas las devoluciones de material deberán ir acompañadas del impreso de devolución de productos debidamente cumplimentado y adjuntando una copia del albarán de entrega.

FACTURACIÓN Y FORMA DE PAGO

Domiciliación bancaria a 30 días fecha factura.

Consultar otras modalidades y facilidades de pago a nuestro departamento de atención al cliente o al delegado comercial de su zona.

* Microdent se reserva el derecho de hacer cualquier modificación sin aviso previo.

Importante:

El uso de aditamentos no suministrados por Microdent puede comprometer la estabilidad y fijación de la prótesis así como provocar situaciones de aflojamiento o fractura. Además provoca la pérdida de garantía de nuestros implantes.

Implant Microdent System, S.L.U



C/ Carles Buïgas, 1 - Pol. Ind. Can Magre
08187 - Sta. Eulàlia de Ronçana - Barcelona
Tel. 93 844 76 50 - info@microdentsystem.com

www.microdentsystem.com

