

PADULLES & CABANES IMPLANT CARE Peri-Implant Pathology Kit 1521



MICRODENT

- > Kit de implantoplastia
- > Optimizado para el tratamiento de periimplantitis con tallado vertical del titanio expuesto.
- > Confección de nuevas coronas de cobertura.

PADULLES & CABANES IMPLANT CARE

Peri-Implant Pathology Kit 1521

C48L.FGXXL.014	C48L.FGXXL.023	C48LU.FGXXL.014	C48LU.FGXXL.023
			
C379.FGXXL.014	C379.FGXXL.023	C379U.FGXXL.014	C379U.FGXXL.023
			

Información

Multiláminas de carburo de tungsteno se presentan en dos granos (medio y ultrafino), dos morfologías (balón y llama) y dos texturas (fresado y pulido).

Gracias a la longitud alargada de los vástagos, facilitan el procedimiento de implantoplastia, permitiendo incidir ya sea longitudinal o anguladamente respecto al eje del implante.

De este modo se simplifica el acceso a zonas con espacio limitado o con coronas no removibles que dificultan el procedimiento.

Información

Disponibles en distintos diámetros y con morfología de chamfer o llama, así como en grano grueso o fino de diamante y tallo largo, estas fresas permiten una terminación y pulido longitudinal adecuados en las áreas de implantoplastia.

También resultan útiles para las fases finales del tallado vertical del conjunto implante-pilar, logrando superficies homogéneas susceptibles de ser protegidas con nuevas coronas sin línea de terminación.

850G.FG.021	850F.FG.021	863G.FGX.012	863F.FG.012
			

811L.FG.037

Información

Su morfología específica facilita el acceso en ángulo de 45 ° a las superficies de implante que portan coronas no removibles, permitiendo trabajar con mayor precisión en zonas de difícil abordaje.

C254.FGXXL.012

Información

Esta fresa permite realizar osteotomías periimplantarias conservadoras en caso de requerir la extracción del implante, minimizando el traumatismo en los tejidos circundantes.



MICRODENT