



TE LO PONEMOS FÁCIL PARA QUE NOS PODAMOS ENTENDER

Las referencias de Microdent son muy fáciles de entender cuando se las conoce, pero nunca te habíamos contado hasta ahora los trucos que te ayudarán a hacerlo.

No queremos dejar nada al azar.

Haz tus pedidos con la confianza que tanto tú como nosotros merecemos.

C

LA "C" SIGNIFICA QUE SE VENDE EN CONJUNTO CON EL TORNILLO

A CONTINUACIÓN SE INDICA EL SISTEMA DE IMPLANTE

EK

DOM

EL SIGUIENTE TEXTO DEFINE EL TIPO DE PILAR

EN ESTE CASO, CON UN TI-BASE, LA "D" SIGNIFICA QUE ES DINÁMICO

D

35

ESTOS NÚMEROS REFIEREN A LA PLATAFORMA DEL IMPLANTE

A LO QUE SIGUE LA ALTURA DEL ADITAMENTO

01

R

LA "R" SEÑALA LA ROTABILIDAD FRENTE A UNA "H" ANTIRROTATORIA

SE USA "L" PARA EXPRESAR LARGO VS. LA "C" DE LOS PILARES CORTOS

L

REFERENCIAS MÁS HABITUALES

IMPLANTES: M, Microdent; SU, Universal; GN, Genius; EK, Ektos; WE/WI, Oneness - ADITAMENTOS: PR, pilar cicatrización; TCA y TCC, transfers cubierta abierta y cerrada; SBI y SBL, scanbodies intraoral y de laboratorio; PCI, pilar carga inmediata; PPR, pilar provisional; PCC y PCS, pilares cónico con y sin pestaña; PAE, pilar angulado estético; DOM y DOMD, interfases Domo normal y angulada; CAPN y CAPNA, pilares transeptiliales recto y angulado; SC y SCO, pilares semicalcinables recto y orientable; OSS y SL, sobredentaduras Ossilia y Micro-Loc